

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เมือกอ่อนไฟเบอร์กลาสสำเร็จ

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

### 1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 ใช้adamกระดูกหัก หรือข้อที่ได้รับบาดเจ็บ
- 1.2 ใช้adamส่วนของร่างกายที่มีการอักเสบได้หยุดพัก เช่น ภาวะกระดูกติดเชื้อ เป็นหนอง
- 1.3 ใช้ป้องกันความวิกฤติรุนแรงของข้อต่างๆ จากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ หรือ เนื้อเยื่ออื่นๆ เช่นในผู้ป่วยอัมพาต แผลไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวกเป็นต้น
- 1.4 ใช้ป้องกันกระดูกหักในการนีที่กระดูกเป็นโรค เช่น ในผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกกระดูก หรือโรคอื่นๆ ของกระดูก

### 2. คุณสมบัติ

- 2.1 ทำจาก Fiberglass ที่มีคุณลักษณะทนทานและแข็งแรงกว่า Polyester
- 2.2 น้ำหนักเบา มีความแข็งแรงสูง มีการระบายความชื้น และอากาศดี
- 2.3 อุณหภูมิเวลาเช็ดตัวต่ำ ลดอัตราการเกิดผิวหนังไหม้จากเผือกได้ในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ผิวแห้งบาง
- 2.4 มีแผ่นสักหลาดรองครอบทั้ง 2 ด้านของผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องใช้สติ๊กอินมาห่อหุ้มอีก
- 2.5 สามารถถ่าย X-ray ได้ โดยไม่ต้องถอดเผือก
- 2.6 ผ้าคอตตอนที่หุ้มด้านนอกเป็นแบบ Hypoallergic ลดอัตราการเกิดการแพ้และคัน ไม่มีฝุ่น
- 2.7 ไม่มีกลิ่นสารเคมีไม่พึงประสงค์ ไม่มีฝุ่นผง ที่ก่อให้เกิดความสกปรก หรือ ทำให้หอบน้ำทึบดัน

3. ลักษณะเฉพาะ ทำจาก Fiberglass ที่มีคุณลักษณะทนทานและแข็งแรงกว่า Polyester และปุ่น

### 4. ส่วนประกอบ/รูปแบบ

- 4.1 ภายในผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส และมีวัสดุผ้าด้านนอกทำจากเส้นใยผ้า
- 4.2 เปือกอ่อนไฟเบอร์กลาสพร้อมใช้ มีความยาวม้วนละ 180 นิ้ว สามารถ ตัดความยาวได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะสม กับอวัยวะที่ต้องสวมใส่ ของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีขนาดความกว้างให้เลือก หลายขนาด
- 4.3 ตัวไฟเบอร์กลาสมีการถักทอ 3 แนว คือแนวตั้ง แนวอน แนวหายใจ
- 4.4 วัสดุผ้าด้านนอกมีการสกรีนเพื่อเป็นตัวบ่งบอกว่าด้านที่อยู่นอกร่างกายคนไข้ ฝั้งที่เป็นด้านสีขาวให้อยู่ ด้านในติดกับตัวคนไข้

เผือกอ่อนไฟเบอร์กลาสสำเร็จ ( Altosplint Roll ) มี 3 ขนาด ได้แก่

เผือกอ่อนไฟเบอร์กลาสสำเร็จ 3x180 นิ้ว

เผือกอ่อนไฟเบอร์กลาสสำเร็จ 4x180 นิ้ว

เผือกอ่อนไฟเบอร์กลาสสำเร็จ 6x180 นิ้ว

### กรรมการคุณลักษณะเฉพาะ

1. นายแพทย์เติมศักดิ์ พักลุง	ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ชัยฤทธิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ มุสิกมัมพร	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ บุญเรือง บุญชุมพร.

## 5. อายุของเวชภัณฑ์ (Shelf life)

2 ปี นับจากวันผลิต

## 6. วิธีการเก็บรักษา (Storage)

- 6.1 เก็บในที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสและ แห้ง
- 6.2 เก็บให้พ้นแสงแดด มีฉนั้น อาจส่งผลต่ออายุสินค้าที่สั้นลง และคุณภาพสินค้าอาจเปลี่ยนแปลง
- 6.3 หลีกเลี่ยงการเจาะหีบห่อสินค้า มีฉนั้นอาจส่งผลให้สินค้าเยิ้งด้วย

## 7. ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง (Pre - caution)

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้สารประกอบจาก fiberglass หากผู้ป่วยเกิดอาการบวม แสบ เป็นผื่นคัน ให้ไปพบแพทย์

## 8. วิธีใช้

- 8.1 นำสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ ใส่น้ำลงไปในเนื้อเฟือก (ระหว่างแผ่นชั้น) แทนการจุ่มແຜ່ນເຝືອກລົງໃນນ້ຳ ເນື່ອຈາກວັດຖຸຍາຍນອກເປັນ ຄອກຕອນແບນບັນນໍາ ຈາກນັ້ນໄປໃຫ້ຂຶ້ນຽຸປະຕາມຕ້ອງການ
- 8.2 การເຢັ້ງດ້ວຍໃຊ້ເວລາປະມານ 3-8 ນາທີ ແລະສາມາດຄລົງນໍາຫັນກິດ້າກາຍໃນເວລາປະມານ 20 ນາທີ

## 9. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เงื่อนไขอื่นรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ โดยกำหนดส่งของเป็นวดๆ ตามจำนวนและความจำเป็นของการใช้สิ่ງที่ผู้ซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราวๆ ไป

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

### กรรมการคุณลักษณะเฉพาะ

1. นายแพทย์เติมศักดิ์ ณ พัทลุง	ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ชัยฤทธิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ มุสิกมัมพร	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ ณรงค์ ฤกษ์ชุมพร